



# JBL NovoTab

Основной корм в форме таблеток для аквариумных рыб

Suitable for:



- Полноценный корм для оптимального роста любых пресноводных рыб. Идеально подходит для донных рыб, например, панцирных сомов
- Оптимальное соотношение белков и жиров для здоровья рыб: идеальный корм для рыб от 3 до 20 см во всех слоях воды. Если приклеить таблетку корма к стеклу, можно наблюдать, как рыбы поедают корм
- Не вызывает помутнения воды: сокращает рост водорослей благодаря правильному содержанию фосфатов, улучшает качество воды благодаря усвояемости, в результате снижается количество экскрементов рыб
- Рыбы выбирают корм JBL: 98,5% всех видов рыб принимали корм JBL в ходе научно-исследовательских экспедиций в пресноводные водоёмы. Не содержит рыбной муки низкого качества, использована рыба от производства филе для людей
- В комплекте: основной корм для аквариумных рыб. Срок годности открытой упаковки четыре месяца. Срок годности в закрытой высококачественной упаковке с герметичной плёнкой 3 года

## Similar products

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/30201>



### JBL PlanktonPur SMALL

Лакомство для небольших аквариумных рыб



### JBL PlanktonPur MEDIUM

Лакомство для крупных аквариумных рыб



### JBL NovoCrabs

Основной корм в форме чипсов для раков



### JBL NanoCrabs

Основной корм для карликовых раков





# JBL NovoTab



## Accessories



### JBL Atvitol

Мультивитамины для  
аквариумных рыб, капли



### JBL Cocos Cava

Пещерка из кокоса для  
аквариума и террариума



### JBL Ceramic spawning cave

Керамическая пещерка для  
пресноводных аквариумов



# JBL NovoTab

## Product information

Благополучие питомцев очень важно

Не содержит рыбной муки низкого качества, использована рыба от производства филе в соответствии с девизом: большое филе для людей, небольшое - для аквариумных рыб. Многие годы компания JBL поддерживает крупнейшую международную организацию по сохранению акул "Shark Project".

Веские причины использовать корма для рыб JBL:

- Использован чистый белок рыб без дешёвой рыбной муки
- Оптимальное соотношение белков и жиров
- Содержит в основном белок водных организмов
- Снижает рост водорослей и способствует оптимальному росту рыб благодаря правильному содержанию фосфатов
- Впечатляющий аппетит у рыб
- Исследовательские экспедиции с экспериментами по кормлению рыб в дикой природе
- Минимальная потеря витаминов благодаря герметичной упаковке

Превосходство научного подхода

Результаты научно-исследовательских экспедиций JBL наряду с работой команды научных исследований и разработок JBL привели к появлению оптимальной сбалансированной диеты с ингредиентами высокого качества.

Рекомендации по кормлению

1-2 раза в день давайте столько, сколько питомцы съедают за несколько минут.

Срок хранения в закрытой банке - 3 года, в открытой - 4 месяца, так как теряются ценные витамины. Выберите размер упаковки (100 мл, 250 мл) по месячному потреблению корма и количеству рыбок в аквариуме.

Дополнительные корма и лакомства продаются отдельно.

| Further information   |   |
|-----------------------|---|
| FAQ                   | ✓ |
| Blog                  | ✓ |
| Press                 | ✓ |
| Laboratory/calculator | ✗ |
| Worth reading         | ✓ |
| Spare parts           | ✗ |
| Video                 | ✓ |
| GarantiePlus          | ✗ |
| Инструкции            | ✓ |
| QR code               |   |





# JBL NovoTab

## Product details

| Article data             |                    |                    |                 |                    |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Product name             | JBL NovoTab 100 мл | JBL NovoTab 250 мл | JBL NovoTab 1 л | JBL NovoTab 10,5 л |
| Art. No.                 | 3023000            | 3024000            | 3024500         | 3020100            |
| EAN number               | 4014162302304      | 4014162302403      | 4014162302458   | 4014162302014      |
| EAN as barcode           |                    |                    |                 |                    |
| -                        | 60 г               | 160 г              | 640 г           | 5880 г             |
| -                        | 100 мл             | 250 мл             | 1000 мл         | 10,5 л             |
| Expiry months            | 36                 | 36                 | 36              | 36                 |
| RRP incl. VAT            | -                  | -                  | -               | -                  |
| Base price               | -                  | -                  | -               | -                  |
| Nominal filling quantity | 60 g               | 160 g              | 640 g           | 5.88 kg            |
| Base quantity            | -                  | -                  | -               | -                  |
| Gross weight             | 76.6 g             | 177.3 g            | 698.9 g         | 6224 g             |
| Net weight               | 60 g               | 150 g              | 620 g           | 5880 g             |
| Weight change            | 1000               | 1000               | 1000            | 1000               |

| Disposal                        |                    |                    |                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Product name                    | JBL NovoTab 100 мл | JBL NovoTab 250 мл | JBL NovoTab 1 л | JBL NovoTab 10,5 л |
| Art. No.                        | 3023000            | 3024000            | 3024500         | 3020100            |
| Green dot                       | ✓                  | ✓                  | ✓               | ✓                  |
| Group electronic waste          | -                  | -                  | -               | -                  |
| Disposal weight                 | -                  | -                  | -               | -                  |
| Тип аккумулятора                | -                  | -                  | -               | -                  |
| Battery rechargeable            | -                  | -                  | -               | -                  |
| Вес утилизируемого аккумулятора | -                  | -                  | -               | -                  |
| Non-returnable glass            | -                  | -                  | -               | -                  |
| PPK                             | -                  | -                  | -               | -                  |
| Plastic small                   | 16.6 g             | 27.3 g             | 78.9 g          | -                  |
| Plastic large                   | -                  | -                  | -               | 344 g              |
| Вес утилизируемых металлов      | -                  | -                  | -               | -                  |

| Features          |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|
| Product name      | JBL NovoTab 100 мл  | JBL NovoTab 250 мл  | JBL NovoTab 1 л   | JBL NovoTab 10,5 л  |
| Art. No.          | 3023000   | 3024000   | 3024500   | 3020100   |
| Animal species    | Тетры, Барбусы, Даниоподобные, Лабиринтовые рыбки, Сомы, Вьюны, Иглобрюхие, Хоботнорылые и каламоихты | Тетры, Барбусы, Даниоподобные, Лабиринтовые рыбки, Сомы, Вьюны, Иглобрюхие, Хоботнорылые и каламоихты | Тетры, Барбусы, Даниоподобные, Лабиринтовые рыбки, Сомы, Вьюны, Иглобрюхие, Хоботнорылые и каламоихты | Тетры, Барбусы, Даниоподобные, Лабиринтовые рыбки, Сомы, Вьюны, Иглобрюхие, Хоботнорылые и каламоихты |
| Размер животных   | 3 - 20 см   | 3 - 20 см   | 3 - 20 см   | 3 - 20 см   |
| Animal age group  | Мелкие и средние аквариумные рыбы   | Мелкие и средние аквариумные рыбы   | Мелкие и средние аквариумные рыбы   | Мелкие и средние аквариумные рыбы   |
| Volume of habitat | Для всех аквариумов   | Для всех аквариумов   | Для всех аквариумов   | Для всех аквариумов   |





| Features             |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
| Material             | Информация об используемых материалах находится в разделе Подробности и Состав   | Информация об используемых материалах находится в разделе Подробности и Состав   | Информация об используемых материалах находится в разделе Подробности и Состав   | Информация об используемых материалах находится в разделе Подробности и Состав   |
| Food type            | Корм в таблетках   | Корм в таблетках   | Корм в таблетках   | Корм в таблетках   |
| Colour               | красный / коричневый   | красный / коричневый   | красный / коричневый   | красный / коричневый   |
| Dosage               | Один или два раза в день давайте столько, сколько питомцы съедают за несколько минут. Молодых, растущих рыб кормите 3-4 раза в день таким же образом | Один или два раза в день давайте столько, сколько питомцы съедают за несколько минут. Молодых, растущих рыб кормите 3-4 раза в день таким же образом | Один или два раза в день давайте столько, сколько питомцы съедают за несколько минут. Молодых, растущих рыб кормите 3-4 раза в день таким же образом | Один или два раза в день давайте столько, сколько питомцы съедают за несколько минут. Молодых, растущих рыб кормите 3-4 раза в день таким же образом |
| Transport conditions | -  | -  | -  | -  |



# JBL NovoTab

| Electronic label / illuminant |                    |                    |                 |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Product name                  | JBL NovoTab 100 мл | JBL NovoTab 250 мл | JBL NovoTab 1 л | JBL NovoTab 10,5 л |
| Art. No.                      | 3023000            | 3024000            | 3024500         | 3020100            |
| Ambient temperature           | -                  | -                  | -               | -                  |
| Start time                    | -                  | -                  | -               | -                  |
| Mercury                       | -                  | -                  | -               | -                  |
| Tube length                   | -                  | -                  | -               | -                  |
| Service life                  | -                  | -                  | -               | -                  |
| Lumen                         | -                  | -                  | -               | -                  |
| CRI value                     | -                  | -                  | -               | -                  |
| Dimmable                      | -                  | -                  | -               | -                  |
| Switching cycles              | -                  | -                  | -               | -                  |
| PAR value                     | -                  | -                  | -               | -                  |
| Energy efficiency class       | -                  | -                  | -               | -                  |
| UV-A                          | -                  | -                  | -               | -                  |
| UV-B                          | -                  | -                  | -               | -                  |
| UV-C                          | -                  | -                  | -               | -                  |
| Colour temperature            | -                  | -                  | -               | -                  |
| Base designation              | -                  | -                  | -               | -                  |

| Technical data                |                    |                    |                 |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Product name                  | JBL NovoTab 100 мл | JBL NovoTab 250 мл | JBL NovoTab 1 л | JBL NovoTab 10,5 л |
| Art. No.                      | 3023000            | 3024000            | 3024500         | 3020100            |
| Range in litres               | -                  | -                  | -               | -                  |
| Range from - to               | -                  | -                  | -               | -                  |
| Range in days                 | -                  | -                  | -               | -                  |
| Range tank length             | -                  | -                  | -               | -                  |
| Output in watts               | -                  | -                  | -               | -                  |
| Output per hour               | -                  | -                  | -               | -                  |
| Output per day                | -                  | -                  | -               | -                  |
| Height                        | 85 mm              | 120 mm             | 179 mm          | 265 mm             |
| Length                        | 50 mm              | 60 mm              | 98 mm           | 265 mm             |
| Width                         | 50 mm              | 60 mm              | 98 mm           | 265 mm             |
| Diameter                      | 50 mm              | 60 mm              | 98 mm           | 265 mm             |
| Voltage                       | -                  | -                  | -               | -                  |
| For                           | -                  | -                  | -               | -                  |
| T8 26mm (watt)                | -                  | -                  | -               | -                  |
| T5 16mm (watt)                | -                  | -                  | -               | -                  |
| Size                          | -                  | -                  | -               | -                  |
| Content for                   | -                  | -                  | -               | -                  |
| Filter container volume       | -                  | -                  | -               | -                  |
| Volume filter media           | -                  | -                  | -               | -                  |
| Hose connections pressure/out | -                  | -                  | -               | -                  |
| Hose connections suction/in   | -                  | -                  | -               | -                  |
| Delivery head                 | -                  | -                  | -               | -                  |






# JBL NovoTab


|                  |  |
|------------------|--|
| Food type        | Корм в таблетках   |
| Sub product type | Основной корм для декоративных рыбок   |
| Dosing           | Один или два раза в день давайте столько, сколько питомцы съедают за несколько минут. Молодых, растущих рыб кормите 3-4 раза в день таким же образом |

## Analytical components



|           |         |
|-----------|---------|
| Белок     | 43.00 % |
| Жир       | 8.00 %  |
| Клетчатка | 1.90 %  |
| Зола      | 8.10 %  |

## Composition



|                                 |
|---------------------------------|
| Моллюски и ракообразные         |
| Злаки                           |
| Растительные побочные продукты  |
| Рыба и рыбные побочные продукты |
| Овощи                           |
| Экстракты растительного белка   |
| Дрожжи                          |
| Яйца и продукты из яиц          |
| Водоросли                       |

## Additives

|   |
|---|
| <b>Colourings</b>                           |
| Пищевой краситель красный E124              |
| Пищевой краситель окись железа чёрный E172  |
| Пищевой краситель окись железа красный E172 |
| Пищевой краситель индигодин синий E132      |
| Пищевой краситель астаксантин E161j         |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Vitamins, provitamins and other chemically defined substances having a similar effect (per 1000 g)</b> |             |
| Витамин А   | 22000 I. E. |
| Витамин D <sub>3</sub>  | 2000 I. E.  |
| Витамин Е   | 300 mg      |
| Витамин С (стабильный)  | 350 mg      |
| Инозитол  | 500 mg      |

|   |
|---|
| <b>Antioxidants</b>                       |
| E 306 (экстракты натурального витамина Е) |





## Additional information for the specialist trade sector

| Article data         |                    |                    |                    |                      |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Product name         | JBL NovoTab 100 мл | JBL NovoTab 250 мл | JBL NovoTab 1 л    | JBL NovoTab 10,5 л   |
| Art. No.             | 3023000            | 3024000            | 3024500            | 3020100              |
| VAT                  | %                  | %                  | %                  | %                    |
| Sales unit (SU)      | 6                  | 6                  | 3                  | 1                    |
| Volume packaging     | 0.21l              | 0.43l              | 1.72l              | 18.6l                |
| Dimensions (l/w/h)   | 50 mm/50 mm/85 mm  | 60 mm/60 mm/120 mm | 98 mm/98 mm/179 mm | 265 mm/265 mm/265 mm |
| Layer                | 672                | 648                | 144                | 13                   |
| Pallet               | 2688               | 1944               | 576                | 52                   |
| Category of products | 1                  | 1                  | 1                  | 1                    |
| Customs tariff       | 23099041           | 23099041           | 23099041           | 23099041             |
| Country of origin    | DE                 | DE                 | DE                 | DE                   |
| Type of packaging    | Банка              | Банка              | Банка              | Ведро                |

| PU 1 data        |                    |                    |                 |                    |
|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Product name     | JBL NovoTab 100 мл | JBL NovoTab 250 мл | JBL NovoTab 1 л | JBL NovoTab 10,5 л |
| Art. No.         | 3023000            | 3024000            | 3024500         | 3020100            |
| PU 1 material    | Фольга г           | Фольга г           | Фольга г        | Нет                |
| PU 1 weight      | 2.4 g              | 4.5 g              | 7 g             | -                  |
| PU 1 length      | 92 mm              | 117 mm             | 103 mm          | -                  |
| PU 1 width/depth | 142 mm             | 174 mm             | 300 mm          | -                  |
| PU 1 height      | 85 mm              | 120 mm             | 179 mm          | -                  |

| PU 2 data        |                    |                    |                 |                    |
|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Product name     | JBL NovoTab 100 мл | JBL NovoTab 250 мл | JBL NovoTab 1 л | JBL NovoTab 10,5 л |
| Art. No.         | 3023000            | 3024000            | 3024500         | 3020100            |
| PU 2 material    | Картон г           | Картон г           | Картон г        | Нет                |
| PU 2 weight      | 357 g              | 430 g              | 510 g           | -                  |
| PU 2 length      | 300 mm             | 255 mm             | 315 mm          | -                  |
| PU 2 width/depth | 395 mm             | 390 mm             | 415 mm          | -                  |
| PU 2 height      | 180 mm             | 370 mm             | 340 mm          | -                  |

| Trade data        |                    |                    |                 |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Product name      | JBL NovoTab 100 мл | JBL NovoTab 250 мл | JBL NovoTab 1 л | JBL NovoTab 10,5 л |
| Art. No.          | 3023000            | 3024000            | 3024500         | 3020100            |
| Till receipt text | NovoTab 100мл      | NovoTab 250мл      | NovoTab 1л      | NovoTab 10,5л      |
| Shelf placement   | -                  | -                  | -               | -                  |

